

Disposable Single Patient Use Repositioning Sling

- The Disposable Repositioning Sling is a full bed-length sling that allows the patient or resident to remain in a supine position for transfer or in-bed repositioning. It can also be used for turning.
- Available in standard and bariatric sizes.
- Made of breathable polyester with polyester straps
- **Always ensure you have read the Sling Application Guide before use**

Code	Size	Safe Working Load (SWL)
TO17LX-PSS	REGULAR	600 lbs / 272 kg
TO17LXB-PSS	BARI	1000 lbs / 454 kg

General Information

- High quality product with many safety features within the material design and content of the product
- Size/colour coordinated on the binding, handles and displacement straps
- Can be used for bathing, showers and pools. Dispose of sling after bathing, etc, and replace with a new sling
- Use with confidence - the slings are not going to rip or tear or fall apart!
- Disposable Slings can also be left under the patient
- Disposable Slings are intended to be used as a patient specific product
- Dispose of sling after use.

Wash Indicator

Disposable Repositioning Slings incorporate a wash indicator label. In the event of the sling being washed (and then recycled for use again) the wash indicator will turn red so the care provider is aware that the sling has been washed.

Do not re-use. Dispose sling after use.

Prior to Washing



Wash Indicator

The wash indicator will highlight that the sling has been washed.

DO NOT USE THE SLING!

After Washing



Wash Indicator



READ INSTRUCTIONS
LAS BRUKSANVISNINGEN
LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG
LIRE LES NOTICES D'EMPLOI



**ALWAYS INSPECT SLING
BEFORE EACH USE**



WARNING

IMPROPER sling size, improper sling attachment or improper sling and lift inspection can cause death or serious injury. Read instructions and warnings in manual.

LOCK bed and wheels before lifting. Keep side rails up.

ENSURE all sling straps are properly attached to lift spreader bar.

DO NOT exceed weight capacity of sling and lift.

Visibly inspect sling prior to each use to ensure sling is not damaged or wasted.

NO portion of patient should fall outside of sling.

HANDLES on sides do not support weight and are for convenience.

Lift resident 1-2 inches over bed or chair to ensure sling is holding resident securely before further lifting.

NEVER leave a patient unattended in a sling.



ADVERTENCIA

El tamaño IMPROPIO de la honda, fijación impropia de honda o inspección impropia de honda y ascensor pueden causar la muerte o herida grave. Lea instrucciones y advertencias en el manual.

CIERRE cama y ruedas antes de levantar. Manténgase al ritmo de barandas de lado.

ASEGURE que todas las correas de honda sean conectadas apropiadamente levantar barra de esparcidor.

No exceda la capacidad de peso de honda y ascensor.

Inspeccione visiblemente honda antes de cada uso para asegurar que honda no sea dañada ni es malgastada.

Ninguna porción de paciente debe caerse fuera de honda.

Los ASIDEROS en lados no apoyan peso y son para la conveniencia.

Levante a residente que 1-2 pulgadas sobre cama o silla para asegurar que honda tenga a residente firmemente antes de levantar aún más.

Nunca deje a un paciente desatendido en una honda.



AVERTISSEMENT

La taille DEPLACÉE d'écharpe, l'attachement d'écharpe déplacé ou l'écharpe déplacée et l'inspection d'ascenseur peut causer la mort ou la blessure sérieuse. Lire des instructions et des avertissements dans le manuel.

VERROUILLER le lit et les roues avant de soulever. Maintenir des barres latérales.

GARANTIR toute l'écharpe sangle convenablement sont attachés pour soulever la barre d'épandeur.

LE PAS dépasse la capacité de poids d'écharpe et d'ascenseur.

Visiblement inspecter l'écharpe avant chaque usage pour garantir l'écharpe n'est pas endommagée ou est gaspillée.

AUCUNE portion de malade devrait tomber hors de d'écharpe.

LES POIGNEES sur les côtés ne soutiennent pas le poids et sont pour la convenance.

Soulever l'habitant 1-2 pouces sur le lit ou la chaise pour garantir l'écharpe tient l'habitant assurément avant de soulever plus.

Ne JAMAIS partir un malade indépendant dans une écharpe.

Sling Application Guide

Patient Turning (Using Repositioning Sling)



- 1 Ensure spreader bar is PERPENDICULAR to patients shoulders and is located just above the abdomen and attach 2 lower sets of loops to the center hook of spreader bar as shown (use red loops).



- 2 Attach 2 upper sets of loops to the center hook of spreader bar as shown (use red loops).



- 3 Press UP button on hand controller to roll patient.

Supine Lifting (Using Repositioning Sling)



- 1 Apply repositioning sling by log rolling patient



- 2 Ensure spreader bar is PERPENDICULAR to patient's shoulders and located just above the abdomen



- 3 On each side of patient, attach two lower sets of loops to spreader bar as shown (use green loops)



- 4 On each side of patient, attach two upper sets of loops to spreader bar as shown (use blue loops)



- 5 Attach set of head loops if needed (red). Lift patient.

Please use blue loops to adjust patient/resident positioning when necessary

READ WARNINGS ON OPPOSITE SIDE BEFORE USE